

Elenco di compatibilità LABSIDE

Le nostre librerie sono compatibili con i software CAD: Exocad®, 3Shape® e DentalWings®.

Sono scaricabili dal sito www.anthogyr.fr sezione DIGITAL / LABSIDE.

Prima dell'installazione occorre identificare:

- . il software CAD e la sua versione
- . I riferimenti dei componenti Axiom® BL e Axiom® TL
- . Gli accessori di digitalizzazione associati

Prima dell'installazione, è importante disinstallare le precedenti versioni delle librerie che non servono più.

V - 26/06/2020

| Piattaforme implantari | | Possibilità di lavorazione | | Flusso con impronta tradizionale | | Flusso con impronta intra-orale con SIO (Scanner intra-orale) | | Exocad® Tutte le versioni | | | 3Shape® Scanner e software CAD | | | DentalWings Scanner e software CAD |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| Riferimenti dei componenti | Tipo di componenti | Indicizzato (Unitaria) | Rotazionale (Multipla) | Scan-adapter per scanner di laboratorio | Analoghi per modello in gesso | Transfer digitali per SIO | Analoghi per modello stampato in laboratorio | Scanner di laboratorio Imetric® | Scanner di laboratorio Medit® | Altre configurazioni | | | | |
| | | | | | | | | versione 5 e superiore | versione 2.0.0.0 e superiore | tutte le versioni di Exocad® aperte | versione 2014 | versioni 2017 e 2018 | versione 2019 e superiori | versione 4.0.0 e superiore |
| Nome dei file delle librerie associate | | | | | | | | | | | | | | |
| OPFLEX413/423/433 OPFLEX513/523/533 | FlexiBase® Axiom BL | ✓ | - | 152-27-SAA 152-27-SAA | OPIA100 OPIA100 | 152-27-DT 152-27-DT | 152-27-PA 152-27-PA | Anthogyr_Labside_Imetric_V2.02.01 | Anthogyr_Labside_exoCAD_V2.02.01 | | | Anthogyr_Labsidemb_2017_3shape_V2.02.01 | Anthogyr_Labsidemb_2019_3shape_V2.02.01 | Anthogyr_Labsidemb_DentalWings_V2.02.01 |
| MUNFLEX MUFLEX | FlexiBase® Multi-Unit | - | ✓ | 151-04-SAO 151-03-SAO | MUNA100 MUA100 | 151-04-DT-MUN 151-03-DT-MU | 151-04-PA 151-03-PA | | | | | | | |
| TFLEX-N TFLEX-R | FlexiBase® Axiom TL | ✓ | - | 156-0X-SAA 156-0X-SAA | TA100-N TA100-R | 156-01-DT 156-02-DT | 156-01-PA 156-02-PA | | | | | | | |
| TFLEX-N-P TFLEX-R-P | | - | ✓ | 156-0X-SAO 156-0X-SAO | TA100-N TA100-R | 156-01-DT-IL 156-02-DT-IL | 156-01-PA 156-02-PA | | | | | | | |
| OPFLEX403 OPFLEX503 | FlexiBase® Axiom BL | ✓ | - | 152-27-SAA 152-27-SAA | OPIA100 OPIA100 | - | - | exocad_imetric | | | Anthogyr flexibase 3shape | - | - | dentalwings |